

EN PRESSURE INFUSION CUFF reusable

CZ MANŽETA NA PŘETLAKOVOU INFUZI pro opakované použití

SK MANŽETA NA PRETLAKOVÚ INFÚZIU pre opakované použitie

EN Hand inflator

CZ Ruční nafukovací balónek

SK Ručný nafukovací balónik

EN Eyelet for attaching the bag and hang on an inf. stand

CZ Poutko na uchycení vaku a zavěšení na inf. stojan

SK Pútko na uchytenie vaku a zavesenie na inf. stojan

EN Manometer with precise pressure range from 0–300 mmHg with a pin for attaching to the cuff.

CZ Manometr v kvalitním provedení s rozsahem 0–300 mmHg se skřípcem pro přichycení k manžetě.

SK Manometer v kvalitnom prevedení s rozsahom 0–300 mmHg so štipcom pre prichytenie k manžete.

EN Release valve

CZ Vypouštěcí ventil

SK Vypúšťací ventil

EN Pinch clamp

CZ Klamp

SK Klamp

EN Solid material and high processing quality guarantee a long service life.

CZ Pevný materiál a vysoce kvalitní zpracování zaručují dlouhou životnost.

SK Pevný materiál a vysoko kvalitné spracovanie zaručujú dlhú životnosť.

#	
P 00502	EN Pressure infusion cuff 0,5 l fabric – complete CZ Přetlaková manžeta 0,5 l látková – komplet SK Pretlaková manžeta 0,5 l látková – komplet
P 02086	EN Pressure infusion cuff 1 l fabric – complete CZ Přetlaková manžeta 1 l látková – komplet SK Pretlaková manžeta 1 l látková – komplet


EN Choice of 11 color combinations and two types of volumes 500 ml/1000 ml.

CZ Možnost výběru z 11 barevných kombinací a 2 typů objemů 500 ml/1000 ml.

SK Možnosť výberu z 11 farebných kombinácií a 2 typov objemov 500 ml/1000 ml.

- 1) yellow, žlutá, žltá
- 2) orange, oranžová, oranžová
- 3) pink, růžová, ružová
- 4) red, červená, červená
- 5) burgundy, bordó, bordová
- 6) gray, šedá, šedá
- 7) black, černá, čierna

- 8) light blue, světle modrá, svetlo modrá
- 9) dark blue, tmavě modrá, tmavo modrá
- 10) army, armádní, armádna
- 11) green, zelená, zelená



POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové

☎ EN, CZ +420 495 220 206, e-mail: obchod@polymed.cz

☎ SK +421 233 014 982, e-mail: obchod@polymed.sk

HRADEC KRÁLOVÉ | BRNO | BRATISLAVA

www.polymed.eu