

EKG SE-1201

PŘINÁŠÍME VÁM NEJMENŠÍ A NEJLEHČÍ PŘENOSNÉ EKG SE-1201 z řady 12kanálových EKG značky EDAN. Barevný LCD displej, dotyková obrazovka a kvalitní hrudní a klampové elektrody najdete již v základní verzi.

- EKG je možné rozšířit o software pro jednoduchou správu dat na počítači.
- **Vyzkoušejte nejsofistikovanější EKG!**



POLYMED medical CZ, a.s.
Petra Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové
tel.: 495 220 206, e-mail: obchod@polymed.cz

HRADEC KRÁLOVÉ | BRNO

www.polymed.eu

Sdílejte naše vize.

EKG SE-1201

PŘESNÉ KLINICKÉ VÝSLEDKY

- Detekce slabého signálu pomocí 24 bitového A/D konvertoru
- „Zmrazení“ 120 sekund měření s možností další analýzy
- Automatické výpočty a interpretace pomocí CSE/AHA/MIT databáze
- Rozšířený tisk při zjištění arytmie pro bližší rytmickou analýzu



Displej s vysokým rozlišením a zobrazením mřížky



Zrychlená volba pohlaví a věkové skupiny



Rozšířené komunikační rozhraní



Ovládání jedním tlačítkem


UCHOVÁNÍ DAT

- Vnitřní paměť na 200 EKG záznamů s možností rozšíření pomocí USB flash disku a SD karty
- Možnost rozšíření o EKG software pro správu dat na počítači

PŘENOSNÉ



DOTYKOVÁ OBRAZOVKA



UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ DESIGN

- Malé, lehké, snadno přenosné
- 7" barevný LCD displej s dotykovou obrazovkou
- Alfnumerická klávesnice

TISK


- Vestavěná termální tiskárna s vysokým rozlišením
- Export dat na USB disk
- Možnost připojení externí tiskárny

RYCHLÁ A SNADNÁ OBSLUHA

- Zrychlená volba pohlaví a věkové skupiny
- Ovládání jedním tlačítkem

PDF XML SCP WiFi

Tiskové kanály	3/6/12
Záznamový papír	210x148,5 mm skládaný
EKG svody	Standardní 12svodové
Interpretace	ANO
Displej	Barevný bodový TFT LCD 800x480, dotykový
Alfanumerická klávesnice	ANO
Detekce pacemakeru	ANO
Rozměry/Hmotnost	361 mm x 262 mm x 135 mm/4,2 kg
Napájení	AC: 240 V, 50/60 Hz
Možnost připojení k PC	Ethernet/USB/SD karta
Baterie	Vestavěná lithiová baterie na 200 EKG záznamů
Citlivost	2.5, 5, 10, 20, 10/5, AGC (mm/mV)
Vstupní impedance	≥ 50 M (10 Hz)



Obj. číslo

P 04291

Typ

EKG SE-1201



POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové
tel.: 495 220 206, e-mail: obchod@polymed.cz

HRADEC KRÁLOVÉ | BRNO

www.polymed.eu
Sdílejte naše vize.