



+420 495 220 206
www.polymed.cz

ZVLHČOVAČ 950



**NOVÁ GENERACE ZVLHČOVAČŮ
DÝCHACÍCH PLYNŮ**

#950

WWW.950.CZ

Zvlhčovač 950

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Zvlhčovač MR 950 je prémiový zvlhčovač nové generace, který zaručuje podávání optimálně zvlhčených a ohřátých dýchacích plynů pacientů od novorozence po dospělé.

Optimální vlhkost

Optimální vlhkost je stav, při kterém naše dýchací cesty přirozeně ohřívají a zvlhčují vdechovaný plyn na teplotu **37°C** a vlhkost **44 mg/L H₂O**

Optimální vlhkost pomáhá přirozené obraně dýchacích cest a podporuje účinnou výměnu plynů a ventilaci u zaintubovaných pacientů. Optimální vlhkost je vyžadována u pacientů s respirační podporou Optiflow NHF a u pacientů na neinvazivní ventilaci.

Nastavení komfortu

Zvlhčovač 950 umožňuje u pacientů na neinvazivní formě respirační podpory upravit množství tepla a vlhkosti s ohledem na komfort pacienta.



režim invazivní
37°C

režim maska
31°C / 29°C / 27°C

režim Optiflow
37°C / 35°C / 33°C

Složení zvlhčovače



950™ – Tepelná základna
P 08149 **1ks**

80 000,-



950™ – Kazeta snímačů
P 08150 **1ks**

16 990,-



950™ – Expirační výhřevný adaptér
P 08151 **1ks**

2 990,-




Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.



Sdílejte naše vize


System 950 pro dospělé

+420 495 220 206
www.polymed.cz



Příklady použití

Invazivní ventilace pro dospělé



950™ Okruh pro dospělé

P 08152 10ks

2 200,-

Neinvazivní ventilace pro dospělé



950™ NIV OKRUH pro dospělé

P 08154 10ks

1 980,-

Optiflow Nasal High Flow pro dospělé




Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.



Sdílejte naše vize

System 950 pro novorozence

+420 495 220 206
www.polymed.cz




Příklady použití

Invazivní ventilace pro novorozence



CPAP pro novorozence



Optiflow NHF pro novorozence



950™ Okruh pro novorozence

P 08153 10ks

2 900,-

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.



Sdílejte naše vize

Prémiové vlastnosti systému 950

+420 495 220 206
www.polymed.cz



Snadné nastavení a použití

- Integrované snímače
- Dotyková obrazovka
- Snadné sestavení

Snadné nastavení a použití



Minimální kondenzace

- ThermAdapt pro novorozence
- Inspirační technologie AirSpiral
- Expirační technologie Evaqua2

Minimální kondenzace



Pokročilá ochrana

- Kupolová ochrana snímačů SensiDomes
- Intuitivní alarmy

Pokročilá ochrana




Respirační podpora dospělých

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Systém 950 umožňuje

snadný přechod mezi terapiemi napříč kontinuem respirační péče dospělých pacientů.



3 režimy



1 typ inspirační hadice



14 denní použití

Respirační podpora novorozenců

Systém 950 umožňuje


snadný přechod mezi terapiemi napříč kontinuem respirační péče novorozeneckých pacientů.



unikátní režim



1 typ inspirační větve



14 denní použití

Vyzkoušejte prémiový systém 950!

Kontaktujte prosím naše specialisty nebo navštivte www.950.cz

Ing. Adam Gřunděl, MBA - Klinický aplikační specialista FPA
telefon: +420 771 241 956, email: agrundel@polymed.cz

Ing. Karel Michalík - Produktový specialista FPA CZ
telefon: +420 773 777 581, email: kmichalik@polymed.cz

Martin Šišák - Produktový specialista FPA SK
telefon: +421 918 646 800, email: msisak@polymed.sk



POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: obchod@polymed.cz

