

OPTIFLOW

NASAL HIGH FLOW



#AIRVUJEME

AIRVO™ 2 Nasal High Flow

Nasal High Flow generátor
s **integrovaným zvlhčovačem
a ohřevem vdechované směsi.**
Pro použití s nosními kanylami
Optiflow Plus.



Zlepšuje

- okysličení
- mukociliární clearance
- úlevu od příznaků
- komfort pacienta



Zvyšuje

- objem plic na konci výdechu
- dechový objem




Snižuje

- dechovou frekvenci
- oxid uhličitý
- míru úmrtnosti
- eskalaci péče

Optiflow Nasal High Flow

- Jednoduché nastavení**
teploty a průtoku
- Ergonomický design kanyly**
Optiflow PLUS pro pohodlné
podávání vysokých průtoků
- Systém Evaqua™ 2**
snižuje kondenzaci
- Vyhřívání** dýchací hadice
- Vstup pro O₂** s integrovaným
blenderem a analyzátelem O₂
- Samodoplňující** vodní
komora
- Vestavěný teplotní snímač**
zajišťuje volnost od externích
kabelů
- Integrovaný generátor**
průtoku (až 60 l/min)



OPTIFLOW

Vaše první volba pro pacienty
s respiračními obtížemi

Fyziologické účinky

Zmenšení mrtvého prostoru


Výplach anatomických mrtvých prostor.

Zmenšení
mrtvého prostoru

Zlepšení výplachu CO₂
v horních cestách
dýchacích

Snížení zpětného
vdechování CO₂

Zvýšení
alveolární ventilace



Dynamický pozitivní tlak v dýchacích cestách


Přirozená respirační podpora.

Dynamický pozitivní tlak
v dýchacích cestách

Tlak v dýchacích cestách
se dynamicky mění

Podněcuje pomalé
a hluboké dýchání

Zvýšení
alveolární ventilace




Přesné podávání dodatečného kyslíku

Precizní řízení saturace.

Podávání dodatečného
kyslíku

Přesně nastavené FiO₂




Zvlhčování dýchacích cest

Optimální vlhkost umožňuje komfortní podávání
vysokých průtoků.

Optimální vlhkost


Zabraňuje vysoušení
epitelu dýchacích cest

Zlepšuje
mukociliární clearance




Využijte naplno možnosti systému OPTIFLOW NHF!

Ověření výhod nových standardů léčebné péče v klinické praxi s využitím EBM studií.



Význam nosní kanyly s vysokým průtokem jako strategie podpory dýchání u dospělých



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.



Sdílejte naše vize

AIRVO™ 2 Nasal High Flow Specifikace:

- Barevný grafický displej
- Bezúdržbový integrovaný senzor O₂
- Integrovaný výhřevný adaptér
- Integrovaný teplotní snímač

Nastavení průtoku:

10 až 60 l/min
(2 až 25 l/min pro děti)

Nastavení teploty:


37, 34 a 31 °C

Rozměry:

295 × 170 × 175 mm

Hmotnost:

2,2 kg



98 000,-

1 AIRVO 2 Nasal High Flow

P 04653 **1ks**

12 900,-

2 Stojan pro AIRVO 2

P 06100 **1ks**

1 900,-

3 Košík na stojan pro AIRVO2

P 06101 **1ks**

5 200,-

4 Držák na stojan pro AIRVO2

P 06102 **1ks**

5 000,-

5 Průtokoměr 70 l, O₂, RS

P 07836 **1ks**

18 932,-

6 Ovládací jednotka Aerogen Pro-X

P 07111 **1ks**

1 310,-

7 Mikronebulizátor Aerogen Solo

P 07070 **1ks**

2 180,-

8 AIRVO 2 - dýchací okruh vč. komory

P 07079 **1ks**

620,-

9 Kanyla nosní OptiFlow PLUS, M

P 06105 **1ks**



620,-

Kanyla nosní OptiFlow PLUS, S

P 06104 **1ks**

Kanyla nosní OptiFlow PLUS, M

P 06105 **1ks**

Kanyla nosní OptiFlow PLUS, L

P 06106 **1ks**



580,-

Tracheostomické rozhraní OptiFlow PLUS

P 07110 **1ks**



1 980,-

AIRVO 2 - dýchací okruh vč. komory

P 06859 **1ks**



2 180,-

AIRVO 2 AG - dýchací okruh vč. komory

P 07079 **1ks**

NOVINKA! Vyzkoušejte Optiflow+ Duet



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.



Sdílejte naše vize

ZVYŠTE SVÁ OČEKÁVÁNÍ

VYZKOUŠEJTE
NOVOU GENERACI
ZVLHČOVAČŮ

#950



950.cz

Servis zdravotnických prostředků společnosti Fisher&Paykel

Společnost **POLYMED medical CZ, a.s.** obchodně zastupuje společnost **Fisher&Paykel** a plně poskytuje autorizovaný záruční a pozáruční servis (pravidelné bezpečnostní kontroly).

Pravidelná bezpečnostně
technická kontrola
- zvlhčovačů MR

1 500,-

Pravidelná bezpečnostně
technická kontrola
- Airvo 2

3 920,-



MR810



MR850



MR950



AIRVO 2

Máte zájem o bližší informace nebo bezplatnou
zápůjčku nové tepelné základny MR950?

Neváhejte kontaktovat naše produktové
manažery Fisher&Paykel!



Pro dosažení optimálního vlhkosti
používejte pouze schválené okruhy,
komory a příslušenství společností
Fisher&Paykel, aby nedocházelo
k nežádoucím příhodám!



POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: obchod@polymed.cz

