

AIRVO 3

Nová generace
Optiflow Nasal High Flow

WWW.AIRVO3.CZ

AIRVO 3

Nasal High Flow

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Zvlhčovač s integrovaným generátorem průtoku, poskytující respirační podporu a zvlhčení dýchacích cest s důrazem na mobilitu a kontinuitu během celé cesty pacienta.



Jednoduchý dotykový displej

Rychlý výběr a úprava nastavení terapie. Zobrazení trendů a grafů pacienta.




Jednotný režim Optiflow

Rozsah průtoku od 2 do 70 l/min umožňuje léčbu širší skupiny pacientů. Jednotný režim pro dospělé i pediatrické pacienty.



Variabilní vstupy kyslíku

Vysokotlaký vstup s automatickým nastavením FiO₂ přímo na zařízení Airvo 3 a alternativní nízkotlaký vstup na vstupním filtru.



Integrovaná baterie

Umožňuje až 40 minut provozu, čímž usnadňuje transport a mobilizaci pacienta v rámci nemocničního prostředí.



Snadná dezinfekce

Dezinfekce výstupního kolena horkým vzduchem pomocí dezinfekční soupravy. Rychlá výměna výstupního kolena.



Standardizovaný spotřební materiál

Kompatibilní se stávajícím spotřebním materiálem pro Airvo 2, což usnadňuje integraci do stávajícího provozu, kde se používá Airvo 2.



1 AIRVO 3 Nasal High Flow

P 09345 **1ks**

190 000,-

2 Stojan pro AIRVO 2 / AIRVO 3

P 06100 **1ks**

12 900,-

3 Košík na stojan pro AIRVO 2 / AIRVO 3

P 06101 **1ks**

1 900,-

4 Ovládací jednotka Aerogen Pro-X, S

P 07111 **1ks**

19 600,-

5 AIRVO 3 SpO2 modul NONIN xpod

P 09457 **1ks**

29 800,-

6 AIRVO AG - dýchací okruh vc. kom.

P 07079 **1ks**

2 390,-

7 Kanyla nosní OptiFlow+ Duet, M

P 08237 **1ks**

790,-

8 Mikronebulizátor Aerogen Solo

P 07070 **1ks**

1 390,-



790,-

Kanyla nosní OptiFlow+ Duet, S

P 08236 **1ks**

Kanyla nosní OptiFlow+ Duet, M

P 08237 **1ks**

Kanyla nosní OptiFlow+ Duet, L

P 08238 **1ks**



640,-

Tracheostomické rozhraní OptiFlow PLUS

P 07110 **1ks**



2 180,-

AIRVO - dýchací okruh vč. komory

P 06859 **1ks**



1 390,-

Mikronebulizátor Aerogen solo

P 07070 **1ks**



3 400,-

AIRVO 3 Výstupní koleno

P 09454 **1ks**



2 390,-

AIRVO AG - dýchací okruh vč. komory

P 07079 **1ks**

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.


Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.



Sdílejte naše vize

AIRVO 3 Nasal High Flow

+420 495 220 206
www.polymed.cz



Vyzkoušejte aplikaci
AIRVO 3 SIMULATOR



PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE **WWW.AIRVO3.CZ**

#AIRVOJEME



POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: helpdesk@polymed.cz



V25.0