

MESI ABPI MD

Nejrychlejší měření indexu kotník/paže na světě



Přístroj pro měření
kotníkových tlaků

MESI ABPI MD

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Přístroj pro měření kotníkových tlaků.
Automatické měření indexu kotník/paže (ABI) do jedné minuty.

Více velikostí
manžet



Oblíbené
zdravotníky

Možnost umístění
na stojan nebo do
přenosné tašky



Ovládání jedním
tlačítkem



je **RYCHLÝ**

Není třeba doba odpočinku.
Regulované nafouknutí
a vyfouknutí manžety za 1
minutu. Automatická detekce
paže s vyšším krevním tlakem.



je **BEZ RIZIKA**

Zcela simultánní, měření bez
rizika, které eliminuje lidskou
chybu a odchylku krevního
tlaku.



je **PŘESNÝ**

Spolehlivá interpretace
pulzních křivek k identifikaci
závažného onemocnění
a upozornění obsluhy jasnou
zprávou „IChDK“.



je **PODROBNÝ**

Analýza pulzních křivek, tisk
protokolu a uložení výsledku
pro přesnou interpretaci
v jakémkoliv čase.

Možnosti rozšíření

- Měření krevního tlaku
- Měření rychlosti pulzové vlny

Dotykový displej

- Velikost úhlopříčky: 8"

Manžety

- vel. M (22-32 cm)
- vel. L (32-42 cm)

Rozměry a hmotnost

- velikost: 223 x 174 x 86 mm
- hmotnost: 1 kg

62 500,-

MESI ABPI MD 22

P 09045 **1 ks**

12 250,-

Stojan pro MESI ABPI MD 22

P 09071 **1 ks**

5 200,-

Sada manžet pro ABPI MD 22, M

P 09068 **1 ks**

5 980,-

Sada manžet pro ABPI MD 22, L

P 09046 **1 ks**



POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: helpdesk@polymed.cz



Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.